



GB In the early days after birth, mothers (may) often experience engorgement or swollen breasts. This may result in the nipples temporarily becoming flat or inverted, making it difficult for the baby to breastfeed easily.
Lansinoh Latch Assist™ is a simple tool that enables you to temporarily draw out the nipple so that your baby can properly grasp the nipple and areola in order to enable a good latch.

Directions for use

Before use, wash Latch Assist™ in hot, soapy water. Rinse and air dry.
Select the Latch Assist™ size that is most comfortable for you. In order to decide which one is best, check how your nipple fits into the shield. If your nipple rubs along the sides of the shield, it is too small. If there is too much space between your nipple and the sides, it is too large.
With your baby in position to breastfeed, gently squeeze bulb and place the shield over and around your nipple. Lightly press the shield down against the skin to ensure an airtight seal. Slowly release the bulb for the desired pressure. Repeat gently until your nipple is extended and your baby can easily latch on to the breast. After use, wash again, rinse and air dry.
Discard any milk that may collect in bulb.
Please note that for hygiene reasons the Latch Assist™ is a single user product.

D In den ersten Tagen nach der Geburt erleben viele Mütter ein plötzliches, sehr starkes Anschwellen der Brust in Folge des Milcheinschlusses. Dabei kann die Haut so gespannt werden, dass die Brustwarze nahezu flach ist. Dadurch wird das Stillen erschwert.
Lansinoh Latch Assist™ ist ein praktischer Helfer, um die Brustwarze für den Moment des Anlegens in die richtige Form und Position zu bringen.

Anwendungshinweise

Bitte reinigen Sie den Lansinoh Latch Assist™ vor der Anwendung in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie die Stillhilfe gründlich ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Wählen Sie die Trichtergröße, die Ihnen angenehm ist. Überprüfen Sie hierfür den Sitz der Trichter auf Ihrer Brustwarze. Schiebert der Trichter an der Haut, ist er zu eng. Berühren die Trichterseiten die Brustwarze gar nicht, ist er zu groß.
Halten Sie Ihr Baby in der Stillposition, in der Sie stillen möchten. Drücken Sie den Silikonball des Latch Assist zusammen und setzen Sie den Trichter sanft über die Brustwarze und auf den Brustwarzenhöftchen. Achten Sie dabei auf einen luftdichten Abschluss. Geben Sie nun beim Druck auf den Ballon langsam nach. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Brustwarze hervorgerückt und groß genug ist, um vom Baby erfasst werden zu können.
Reinigen Sie die Stillhilfe nach der Anwendung wie bereits beschrieben.
Falls etwas Milch in den Silikonball gelangt ist, muss diese verworfen werden.
Bitte beachten Sie, dass der Latch Assist™ aus hygienischen Gründen ausschließlich für eine Person bestimmt ist.

F Les premiers jours après la naissance, la mère peut ressentir un engorgement ou avoir les seins tendus. En raison de ce problème, les mamelons peuvent s'aplatis ou s'affaisser momentanément ce qui rend l'allaitement difficile pour le bébé. Le Latch Assist™ de Lansinoh est simple à utiliser et vous permet de faire ressortir momentanément le mamelon pour que votre bébé puisse bien le saisir ainsi que l'érole afin de faciliter la tétée.

Mode d'emploi

Avant utilisation, lavez le Latch Assist™ dans de l'eau savonneuse, très chaude. Rincer et laisser sécher à l'air libre. Sélectionnez la taille du Latch Assist qui soit la plus confortable pour vous. Afin de savoir quelle est la meilleure taille, regardez comment votre mamelon entre dans l'embout. Si votre mamelon frotte sur les coins de l'embout, il est trop petit. S'il y a trop d'espace entre votre mamelon et les côtés, il est trop grand. Lorsque votre bébé est positionné pour téter, comprime doucement la poire et placez la téterelle au-dessus et autour du mamelon. Appuyez légèrement sur la peau de façon à ce qu'elle adhère bien. Relâchez doucement la poire jusqu'à obtention de la pression désirée. Répétez doucement jusqu'à ce que le mamelon soit ressorti et que le bébé puisse prendre le sein facilement.

Après usage, laver de nouveau, rincer, faire sécher à l'air libre. Pour des raisons d'hygiène le Latch Assist™ est un produit à usage personnel.

NL Tijdens de eerste dagen na de geboorte kunnen moeders last hebben van congesie of gezwellen borsten. Dat kan tijdelijk platte of ingetrokken tepels veroorzaken, wat het geven van borstvoeding moeilijk maakt.
Lansinoh Latch Assist™ is een eenvoudig hulpmiddel dat de tepel tijdelijk moet uitzetten, waardoor de baby de tepel gemakkelijker in de mond kan nemen.

Gebruiksaanwijzing

Wash de Latch Assist voor gebruik met een heet zeepoplossing. Spoel goed na en laat aan de lucht drogen.
Kies de juiste maat Latch Assist™. Om te belissen welke maat het beste is kijkt u hoe de tepel in de zuignap past. Als de tepel langs de wanden van de zuignap schuurt, is hij te klein. Als er te veel ruimte is tussen de tepel en de wanden, is hij te groot.
Met de baby in de juiste borstvoedingshouding, knijpt u zachtjes op het ballonje en plaatst u de zuignap op een rondom uw tepel. Druk de zuignap voorzichtig aan op uw huid, zodat er een luchtledige afsluiting ontstaat. Laat dan het ballonnetje langzaam los, afhankelijk van de gewenste zuigkracht. Herhaal voorzichtig totdat uw tepel naar buiten is gekreerd en uw baby makkelijk aan de borst kan zuigen.
Was en spoel de Latch Assist en laat hem weer drogen na gebruik.
Verwijder zorgvuldig de melk die eventueel in het ballonnetje is terechtgekomen.
Om hygiënische redenen is de Latch Assist™ voor strikt persoonlijk gebruik bestemd.

E En los primeros días después del nacimiento, las madres experimentan a menudo la congestión o hinchaçon de los senos. A consecuencia de esto, puede suceder que los pezones se conviertan temporalmente planos o invertidos, por lo que es difícil para el bebé mamar con facilidad.
Lansinoh Latch Assist™ es una sencilla herramienta que

permite sacar temporalmente fuera el pezón para que el niño pueda posicionarse adecuadamente al pezón y la areola con el fin de permitir un buen agarre.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar, lave Latch Assist™ en agua caliente y jabón. Enjuague y sequé al aire libre.
Seleccione el tamaño del cono más confortable para usted. Para decidir cuál es el mejor, comprobará cómo el pezón se inserta en el cono. Si su pezón roza a lo largo de los lados del cono, es demasiado pequeño. Si hay mucho espacio entre el pezón y los lados, es demasiado grande.
Con su bebé en posición de dar el pecho, apriete suavemente la pera coloque el cono encima y alrededor de su pezón. Presione ligeramente el cono hacia abajo contra la piel para asegurar un sellado hermético. Suelte lentamente la pera de la presión deseada. Repita suavemente hasta que el pezón se estimule y su bebé pueda agarrarse al pecho.
Después de utilizar, lavar de nuevo, enjuagar y secar al aire libre. Deseche cualquier leche que se pueda acumular en la pera. Tenga en cuenta que por razones de higiene *Last de Assist™ es para uso personal*.

P Nos primeiros dias após o parto, as mães experimentam frequentemente o engorgimento mamário e o inchado dos seios. Esta ocorrência pode resultar em mamilos planos ou invertidos, o que dificulta a amamentação do bebé.
O Latch Assist™ Lansinoh é um utensílio simples, que permite puxar temporariamente para fora o mamilo, para que o bebé consiga agarrar, permitindo um bom contacto para a sucção

Instruções de utilização
Antes de utilizar, lave o Latch Assist™ Lansinoh em água quente com detergente. Enxague e seque ao ar.

Selecione o tamanho do Latch Assist™ Lansinoh que for mais confortável para si. Para decidir qual é o melhor se adapta, verifique como o seu mamilo encaixa no fundil. Se o seu mamilo roçar no rebordo, então é muito pequeno. Se houver demasiado espaço, entre o mamilo e o rebordo, é grande.
Com o seu bebé na posição de amamentar, aperte a ampola suavemente e coloque o fundil sobre e em redor do seu mamilo. Pressione levemente o fundil contra a pele, para garantir uma selagem completa. Liberte a ampola devagar para obter a pressão desejada. Repita suavemente até que o mamilo fique alongado e o seu bebé consiga agarrar facilmente o seio.
Após a utilização, lave-o novamente, enxague e seque ao ar. Deite para qualquer leite acumulado na ampola.

Por razões higiénicas, o Latch Assist™ Lansinoh só deverá ser usado por um único utilizador.

I Nei giorni immediatamente successivi al parto, le neomamme soffrono spesso di ingorghi e seno gonfio. Di conseguenza, i capezzoli possono appiattirsi o riempirsi, rendendo difficile l'allattamento.

Lansinoh Latch Assist™ è un semplice strumento che ti aiuta a estrarre il capezzolo in modo che il tuo bambino riesca ad afferrare correttamente il capezzolo e l'areola e che mantenga una buona presa.

Istruzioni per l'uso
Prima dell'uso, lavare Latch Assist™ con acqua calda e sapone. Sciacquare e lasciare asciugare all'aria.

Scegliete la dimensione che vi è più confortevole. Per decidere quale è la migliore, provate a inserire il capezzolo nel cappuccio. Se il capezzolo sfrega sulle pareti del cappuccio, è troppo piccolo. Se invece c'è troppo spazio tra il capezzolo e le pareti, è troppo largo.

Riaggindoli il bambino nella posizione dell'allattamento, premete leggermente la pompetta e collocate il cappuccio sul capezzolo. Premetelo delicatamente per farlo aderire bene alla pelle in modo che non passi l'aria. Rilasciate lentamente la pompetta fino al raggiungimento della pressione desiderata. Ripetete delicatamente finché il capezzolo non si è esteso al punto che il bambino possa attaccarsi facilmente al seno.
Dopo l'uso, lavare di nuovo, risciacquare e asciugare all'aria. Gettate via il latte eventualmente rimasto nella pompetta.
NB: per ragioni igieniche, Latch Assist™ è ad uso strettamente personale.

GR Τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, οι μητέρες συχνά έχουν δύσκολη στήριξη στην πόσιμη γάγια. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ότι θέλει να γίνουν λιττέα ή αντανακλατόμενές, καθιστώντας δύσκολο το θηλασμό για το μωρό.
Ο Lansinoh LatchAssist™ είναι ένα απλό εργαλείο που σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε προς τα έξω τη θηλή το μωρό σας μπορεί να πάσσει ασύνταξτη τη θηλή και τη θηλαστική για να έχει γερό κράτημα.

Οδηγίες χρήσης
Πριν από τη χρήση, πλύνετε το LatchAssist™ σε καυτό νερό με σαπονάκι. Ξεβάλτε και αφήστε το να στεγνωθεί στον αέρα.

Επιλέξτε τη μέγεθος του Latch Assist που είναι πιο άνετο για σας. Για να αποφασίσετε ποιο μέγεθος είναι καλύτερο, ελέγχετε πώς τα παριάζεται στην πλευρά του περιβλήματος, είναι πολύ μικρό. Εάν υπάρχει πολὺς χώρος ανάμεσα στη θηλή σας και τις πλευρές, είναι πολύ μεγάλο.
Με το μωρό σας να βρίσκεται στη θέση του θηλασμού, πίεστε ελαφρώς την αμπούλα και τοποθετήστε το περιβλήμα πάνω και ύψη από τη θηλή σας. Πίεστε ελαφρώς το περιβλήμα προς τα κάτω πάνω στο δέρμα για να διασφαλίσετε την αεροστροφή αφράτης. Απελευθερώστε αργά την αμπούλα για την επιμόμπιτη πόση. Επαναλάβετε ελαφρώς έως ότου τη θηλή σας να επεκταθεί και το μωρό σας να μπορεί να αγκυρωθεί στο στήριγμα.

Μετά από τη χρήση, πλύνετε ξανά, ξεβάλτε και αφήστε το να στεγνωθεί στον αέρα.
Μετά από τη χρήση, πλύνετε ξανά, ξεβάλτε και αφήστε το να στεγνωθεί στον αέρα.
Πιετάστε τυχόν γάλα που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί στην αμπούλα.

Σημειώστε ότι για λόγους υγειεινής το LatchAssist™ είναι προϊόν για εναντίον μόνο χρήσης.

TR Doğum sonrasında ilk günlerde, genellikle annelerin göğüslerinde sıkışık olur. Bunun sonucunda uç kısımları geçici olarak düzleşmesi veya ters dönüştür bu da bebeğin kolay emzirmesini zorlaştırır.

Lansinoh LatchAssist™ göğüs ucunuza geçici olarak çekmek için ucu sıkıştırır. Lansinoh LatchAssist™'ın sağlığı ucunuza getirerek bebeğiniz göğüs ucunu kolaya kavrayabilir. Kullanmadan önce, LatchAssist™'ı sıcak, sabunu su ile yıkayın. Çalkalayan ve kurumaya bırakın.

Size en uygun ve rahat Latch Assist boyutunu seçin. En iyisiniñ olusundan sonra karar vermek için, koruyucun göğüs ucunuza uygunluluñ kontrol edin. Eğer göğüs ucunuz koruyucun kemarna sürtüyorsa, çok küçük demektr. Eğer göğüs ucunuz ile koruyucun kenarı arasında çok fazla mesafe varsa çok büyük demektr.

Bebeğiniz emzirme konumdayken, haznayı hafice sıkın ve koruyucuya göğüs ucunuz çevresine yerleştirin. Havanın sıkışmasını sağlamak koruyucuya hafice childrine doğru bastırın. İstenen basincı sağlanmak amacıyla hafice kolyaya serbest bırakın. Göğüs ucunuz çıkışına bebeğiniz kolaya kavrayabileceksidir. Kullandıktan sonra, tekrar yıkayın. Haznede toplanabilecek sütü temizleyin.

Lütfen unutmayın, hijyenik nedenlerle LatchAssist™ tek kullanılıcılıkla üretilmiştir.

FIN Ensimmäisän päivänä synnytyksen jälkeen rinnat saatavat usein tuntuu turvontulle. Tämän seurausena näennäistä ovat ehkä liitettä tai sisäänpääsy käytäntöön, jolloin vauvan vaikka saada hyvinä tietä rinnasta.
Lansinoh LatchAssist™ on yksinkertainen apuväline, jonka avulla voidaan helpottaa rinnan ulostusta ja välttää rinnan ulostuminen. Rinnan ulostaminen voi johtaa rinnan ulostumiseen, joka voi johtaa rinnan ulostumisen syynäksi. Vaikka rinnan ulostaminen voi johtaa rinnan ulostumiseen, se ei välttä rinnan ulostumisen.

Käyttöohje
Pese Latch Assist™ ennen käyttöä kuumalla saippuavedellä. Huuhdo ja anna kuivaan. Valitse Latch Assist -koko, joka tuntuu miellyttävämmältä. Saat oikean koon selvillä sotkittamalla rinnan ulostumisen. Jos nänni ja sujuksen välillä jää runsaasti tilaa, koko on liian suuri. Kun vauva on valmiina imettämättä, purista varovasti palautkaa ja aseta sujuksen nännin ympärille. Paina sujuusta kevyesti ihoa vasten, jotta se ilmestyy palkkaan. Vapauta palautkan puristus hiittiin niin, että puristus on halutun kattainen. Töitä varovasti, kunnes nänni tulee esin, ja vauva pystyy imemään riintää kunnolla.
Pese jälleen käytön jälkeen, huuhdo ja anna kuivaan. Kauda pois palautkan mahdollisesti kerääntymättä. *Huoma, että hygiénistä Latch Assist™ on tarkoitettu henkilökohtaiseen käytöön.*

NO I de første dagene etter fødselen opplever moren ofte brystspreng. Dette kan medføre at brystvortene blir flat eller innadvendte, det gjør det vanskelig for babyen å få et godt tak. Lansinoh Latch Assist™ er et enkelt hjelpemiddel som gjør det mulig å trekke brystvoren frem slik at din baby kan få et godt tak og god teknikk.

Bruksanvisning
For bruk, vask Latch Assist™ i varmt såpevann og la den lufttorke. Velg den størrelse som er mest bekjemt. For å finne ut av hvilken som er best, undersøk hvordan din brystvorte passer i skjoldet. Hvis din brystvorte gnir på siden av skjoldet, er den for liten. Hvis den er for mye luft mellom din brystvorte og siden, er den for stor.

Når din baby er klar til å komme, press lett på gummiballen og sett skjoldet over og rundt om brystvorten. Press skjoldet lett ned mot huden for å sikre at det lukker godt. Slipp forsiktig presset mot gummiballen til det ønskede trykk. Gentag dette forsiktig intil din brystvorte er kommet frem og din baby kan få et godt tak.

Etter bruk, vask igjen og la den lufttorke. Fjern eventuelle melkrestene i gummiballen. Av hygiens skyld er Latch Assist™ til personlig bruk.

för att åstadkomma en lufttät yta. Släpp gummiklotet långsamt tills önskad tryck uppnåts. Upprepa tills bröstvärta har dragits ut och ditt barn kan enkelt fått på den.

Efter användning, dräna igen, skölj av den och låt lufttorke. Rengör från eventuell mjölk som kan ha hamnat i gummiklotet. Ur hygienisk synpunkt rekommenderas Latch Assist™ endast för personligt bruk

Also try:

2 in 1 Double Electric Breast Pump

Use as a single or double pump
Express more milk in half the time
As effective as a hospital grade pump
Effortless to assemble and easy to clean

Ultra thin, stay dry Nursing pads

Discreet, naturally contoured
Soft and breathable for comfort
Non-slip tapes for secure fit
One-way moisture technology

Manual Breast Pump

ComfortSeal™ cushion
Gentle and efficient pumping
Easy to assemble, use and clean



Scan with smart phone
for product information.



BREASTFEEDING EXPERTS FOR OVER 25 YEARS

