



# PEZONERAS DE CONTACTO LANSINOH®

## E INSTRUCCIONES DE USO

Las Pezoneras de Contacto Lansinoh® pueden ser una solución eficaz a corto plazo para mantener la lactancia cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- la succión o el agarre del bebé se ven afectados por un frenillo lingual/labial, prematuridad, enfermedad o bajo peso
- sus pezones son cortos, planos o están invertidos
- le duelen los pezones o sus pechos están congestionados
- subida hiperactiva de la leche

Las pezoneras le permiten continuar dando el pecho mientras estos problemas de agarre a corto plazo se abordan y resuelven. Solo debe usar pezoneras hasta que la situación se corrija, por lo que es importante identificar la causa subyacente del problema de lactancia. Si ve reducida la cantidad de leche que produce, es posible que un sacaleches le ayude a incrementar la producción.

**ADVERTENCIA!** Debe usar pezoneras bajo la supervisión de un experto en lactancia. No se debe confiar en su uso a largo plazo. Las pezoneras no han de usarse durante la primera semana tras el nacimiento, ni en la que se usa puede afectar al suministro de leche. Asegúrese de que la pezonería se ajusta bien para garantizar una buena transferencia de la leche y evitar daños en el pezón. Mantenga las pezoneras fuera del alcance de los niños cuando no se uses.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

Siga estas indicaciones a menos que un profesional de la salud establezca otra cosa.

- Antes del primer uso, desinfecte las pezoneras hirviéndolas en agua durante 10 minutos.
- Antes y después de cada uso: Lave las pezoneras en agua caliente y jabonosa.
- Lave con frecuencia el estuche protector en agua caliente y jabonosa, y déjelo secar completamente antes de guardar las pezoneras.
- Guarde las pezoneras cara arriba en el estuche protector.

## INSTRUCCIONES DE USO

Los formadores de mamillo sólo destinados para uso a corto plazo. Logo que a sua necessidade de utilização seja superada e o seu bebé seja capaz de mamar diretamente a partir da mama, a mãe deverá avaliar se o bebé poderá ser amamentado sem necessidade de usar o formador de mamillo.

para uso a longo prazo. Os formadores de mamillo não devem ser utilizados na primeira semana de nascimento, a menos que especificamente aconselhados por um perito em aleitamento materno. A sua utilização pode afetar a produção de leite. Certifique-se de que o seu protetor de mamillo é a ajuda adequada para garantir a amamentação e evitar o traumatismo do mamillo. Manter fora do alcance das crianças quando não estiverem em uso.

## LIMPEZA E CUIDADOS:

Siga estas orientações, a menos que outras recomendações lhe sejam feitas por outros profissionais, conselheiros em aleitamento materno.

- Antes da primeira utilização, esterilizar os formadores de mamillo fervendo-os em água, durante 10 minutos.
- Antes e depois de cada utilização: Lave os protetores de mamillo em água quente e sabão.
- Lavar regularmente a caixa protetora em água quente e sabão e seque-a completamente antes de armazenar os protetores de mamillo.
- Conservar na caixa de proteção com os formadores de mamillo voltados para cima.

## INSTRUÇÕES DE USO:

- Lave as mãos e os protetores de mamillo em água quente e sabão e enxágue-os abundantemente em água antes de os aplicar na mama.
- Para melhores resultados, mergulhe o seu formador de mamillo em água limpa, quente, por 1-2 minutos antes da amamentação (isso torna-as mais flexíveis para um melhor ajuste ao peito).
- Aplicar uma pequena quantidade de Lansinoh® HPA® Lanolina apenas no bordo externo do mamillo. Isto ajudará a manter o protetor no lugar, deixando ambas as mãos livres para posicionar o seu bebé.
- O nariz do seu bebé não deve tocar o seu peito ou o protetor de mamillo.

## DESMAME DO FORMADOR DE MAMILLO

Os formadores de mamillo são destinados para uso a curto prazo. Logo que a sua necessidade de utilização seja superada e o seu bebé seja capaz de mamar diretamente a partir da mama, a mãe deverá avaliar se o bebé poderá ser amamentado sem necessidade de usar o formador de mamillo.

**MAS A MÃE TAMBÉM PODE TENTAR O SEGUINTE:**

- Com a mão, faz a expressão da mama e tenta que haja um pouco de leite no mamillo ao mesmo tempo que alonga o mamillo e o bebé é capaz de fazer a tração do mamillo
- Iniciar a mamação com o formador de mamillo e tentar retirá-lo assim que o bebé for capaz de tracionar o mamillo
- A mãe pode obter o apoio de um especialista em amamentação através de uma linha de apoio nacional ou a partir do profissional de saúde do Centro de Saúde ou ainda num grupo de apoio ao aleitamento materno.
- Dé la vuelta parcialmente a la pezonería llevando los bordes largos hacia la parte del pezón.
- La zona recortada de la pezonería debe colocarse donde el bebé colocará su nariz al mamar. La nariz del bebé no debe tocar su pecho ni la pezonería.
- Coloque la pezonería sobre su pecho, alineando su pezón con la apertura de la pezonería.
- Presione los bordes de la pezonería hacia su pecho devolviéndola a su forma original y encerrando tanto pezón como sea posible en la apertura de la pezonería.

## LANSINOH® KONTAKTNÝ CHRÁNIČ BRADAVIEK

### SK NÁVOD NA POUŽITIE

Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je efektívna pomôcka pre podporu dojčenia na krátkodobé použitie tam, kde sa vyskytne jeden alebo viac z nasledovných dôvodov:

- sanie alebo príloženie väčšej dieťaťa je ovplyvnené užívateľom medzi jazykom/podnebím a perami, prematuritou (predčasne narodené deti), chorobou alebo ak je dieťa príliš malé
- vaše bradavky sú krátke, vpadnuté alebo ploché
- vaše bradavky sú bolestivé a/alebo zapálené
- pri hyperlaktácii

Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek vám umožní pokračovať v dojčení v štadiu řiešenia spomenutých dôvodov. Kontaktný chránič by mal byť používaný iba počas doby nevyhnutnej k odstráneniu prekážky v dojčení. Je preto dôležité sústredíť sa na odstránenie základnej príčiny problému dojčenia. Ak počas používania kontaktného chrániča postrehnete zniženie produkcie množstva väčšej materského mlieka, použítie odsávacieho klofuku môže používaním môžete dôjsť ku ovplyvneniu množstva tvorby mlieka. Uistite sa, že Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je správne umiestnený pri používaní, aby bol zabezpečený dobrý tok mlieka a aby sa predišlo zraneniu bradaviek.

**UPOZORNENIE:** Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek by mal byť použitý podľa usmerenia odbernika na dojčenie. Nie je odporúčaný na dihdobé používanie. Kontaktný chránič bradaviek by nemal byť používaný v prvom týždni od narodenia dieťaťa pokiaľ to neodporúča odbernik na dojčenie, nakolko jeho používaním môže dôjsť ku ovplyvneniu množstva tvorby mlieka. Uistite sa, že Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je správne umiestnený pri používaní, aby bol zabezpečený dobrý tok mlieka a aby sa predišlo zraneniu bradaviek.

Skladujte mimo dosahu detí.

### CISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Pokiaľ vás poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neusmerní inak, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je potrebné pred prvým použitím dezinfikovať v pare po dobu 10 minút.
- Pred a po každom použití umyte v tepelj mydlovej vode.
- Pravidelne umývajte ochranný obal v horúcej mydlovej vode a pred vložením kontaktného chrániča nechajte dôkladne vyschnúť.
- Lansinoh® kontaktný chránič uchovávajte v ochrannom pudzire sacou časťou smerom hore.

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Umyte si ruky a kontaktný chránič bradaviek v tepelj mydlovej vode a pred nasadením na prsník dôkladne opáchnite.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, namočte kontaktný chránič bradaviek do čistej, tepelj mydlovej vody na 1-2 minuty pred dojčením. Stane sa podľačnejšie pre lepšie prípnutie na prsník.

Os formadores de mamillo permitir-lhe-ão iniciar a amamentação ou continuar a amamentar enquanto estes problemas não são resolvidos.

Os formadores de mamillo só devem ser utilizados até que a situação esteja corrigida, por isso é importante tratar a causa subjacente (se necessário, procure ajuda de um profissional de saúde). Se se verificar redução da produção de leite materno, poderá ser necessário usar uma bomba de extração de leite para ajudar a aumentar os níveis de produção.

**ATENÇÃO!** Os formadores de mamillo devem ser usados sob a supervisão de um especialista em amamentação. Eles não devem ser considerados

• Naneste malé množstvo Lansinoh® HPA® Lanolinu iba na okraje lemu kontaktného chrániča (nie na výstupok). To vám pomôže udržať kontaktný chránič na svojom mieste bez potreby prídizania a obe ruky ostávajú voľne počas prikladania a dojčenia väčšej dieťaťa.

- Kontaktný chránič čiastočne pretočte naruby stlačením dlhých hrán lemu smerom ku sacej časti .
- Plochu výrezu kontaktného chrániča umiestnite tam, kde sa nachádza nos väčšej dieťaťa pri dojčení. Nos dieťaťa by sa nemal dotýkať prsníkov ani kontaktného chrániča bradaviek.
- Priložte kontaktný chránič na dvorec prsníka a bradavku otvorenou chráničom.
- Zatlačte okraj kontaktného chrániča smerom ku prsníku počasčaním a vytiesnite bradavku v určenom otvore kontaktného chrániča ako je to len možné.

### ODSTAVENIE POUŽIVANIA KONTAKTNÉHO CHRÁNIČA BRADAVIEK.

Lansinoh® kontaktný chránič je určený na krátkodobé použitie. Akonáhle prekonáte dovod používania chrániča, vaše dieťaťo by mal byť schopné dojčiť priamo z prsníkov. Budete však potrebovať odhadnúť, či dieťa chce byť dojčené s kontaktným chráničom nadáľ, alebo bez neho.

Môžete vyskúšať nasledovné postupy:

- Ručne alebo podtlakom predložiť/povytiahni svoju bradavku pred dojčením a zároveň majte vaše dieťaťa pripravené na príloženie a prisťati tak skoro, ako je to možné.
- Ponúknite najskôr bradavku bez kontaktného chrániča pri každom dojčení a pristúpte k nasadeniu kontaktného chrániča až v prípade, ak sa dieťa veľmi rozcúfuje.
- Počas dojčenia môžete skúsiť zosunúť kontaktný chránič a rýchlo zistieť, či sa dieťa bude i nadáľ dojčiť bez neho.

Nezabudnite, že sa vždy môžete obrátiť na odborníka pre získanie podpory dojčenia prostredníctvom Národnnej linky dojčenia alebo aj osobne u svojho lekára alebo u lakačnej sestry.

## PROTECTOARE PENTRU MAMELON LANSINOH®

### RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Protectoare pentru mameleane Lansinoh pot fi o soluție eficientă, pe termen scurt, în sprijinirea alăptării, dacă sunteti în una din următoarele situații:

- suptul bebelușului sau atâșarea corectă la sân sunt afectate de fren sublingual scurt (buza sau limba lipite), prematuritate sau boala
- mameleane sunt scurte, plate sau umbilate
- mameleane sunt iritate și / sau sănii sunt angorjați
- reflex mare de ejeție a laptelui

Protectoare pentru mameleane facilitează continuarea alăptării în timp ce situațile de atâșare menționate mai sus sunt abordate și rezolvate. Protectoarele pentru mameleane ar trebui folosite doar până când se rezolvă situația, aşadar este important să fie abordate cauzele care stau la baza problemelor de alăptare. În cazul în care observați o reducere a cantității de lapte matern produs, este posibil să aveți nevoie de o pompă de sân pentru stimulație și creșterea cantității lactației.

**ATENȚIE!** Protectoarele pentru mameleane trebuie folosite la recomandarea unui expert în alăptare/ cadru medical. Acestea nu ar trebui să fie folosite pentru o perioadă îndelungată. Protectoarele pentru mameleane nu ar trebui folosite în prima săptămână după naștere, cu excepția cazului în care specialistul în alăptare/cadrul medical recomandă altfel, deoarece folosirea lor poate influenta lactația. Asigurați-vă că protectoarele pentru mameleane este mărimirea potrivită, pentru a asigura un bun transfer de lăpti și pentru a evita iritarea mameleanelor. A nu se lăsa la indemana copiilor, atunci când nu sunt folosite.

### CURĂTARE ȘI ÎNGRIJIRE

Urmăriți aceste instrucții, cu excepția cazului în care ati primi alte recomandări de la specialiștul dumneavoastră (cadru medical):

- Înainte de prima folosire, igienizați protectoarele pentru mameleane prin fierbere timp de 10 minute
- Înainte și după fiecare folosire: spălați protectoarele pentru mameleane în apă caldă cu săpun
- În mod regulat, spălați cu apă caldă și săpun cutia pentru depozitare a protectoarelor pentru mameleane și asigurați-vă că s-a uscat înainte de a depozita în interior protectoarele pentru mameleane
- A se pastra în cutia de depozitare cu față în sus.

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Spălați-vă pe mâini; spălați protectoarele pentru mameleane cu apă caldă și săpun și clătiți bine înainte de a le aplica pe săni.
- Pentru rezultate optime, scufundați protectoarele pentru mameleane în apă caldă curata timp de 1-2 minute, înainte de alăptare. Apă caldă le va face mai maleabile și se vor potrii mai bine pe săni.
- Aplicați o cantitate mică de Lanolină HPA® Lansinoh pe marginea protectorului pentru mameleane (nu în orificiu pentru mameleane). Astfel, protectorul pentru mameleane se va fixa mai bine, lăsându-vă mâinile libere pentru a putea să teze și atâșa corect bebelușul la săn.
- Rulăți partea protectorului pentru mameleane spre exterior, aducând marginile elongate spre orificiul protectorului pentru a facilita așezarea protectorului pe mameleane.
- Zona decupată a protectorului pentru mameleane trebuie să fie așezată în poziție în care se va găsi nasul copilului în timpul alăptării. Nasul bebelușului nu trebuie să atingă sănii sau protectorul pentru mameleane.
- Apropiati protectorul de sănul dumneavoastră, acoperind mameleanul cu orificiul protectorului pentru mameleane.
- Împingeți marginea protectorului pentru mameleane spre sănul dumneavoastră, întorcând partea dreaptă spre exterior, și introducând cât de mult se poate din mameleanul dumneavoastră în orificiul protectorului pentru mameleane.

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Umyte si ruky a kontaktný chránič bradaviek v tepelj mydlovej vode a pred nasadením na prsník dôkladne opáchnite.
- Pred a po každom použití umyte v tepelj mydlovej vode.
- Pravidelne umývajte ochranný obal v horúcej mydlovej vode a pred vložením kontaktného chrániča nechajte dôkladne vyschnúť.
- Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je správne umiestnený pri používaní, aby bol zabezpečený dobrý tok mlieka a aby sa predišlo zraneniu bradaviek.

### SK NÁVOD NA POUŽITIE

- Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je efektívna pomôcka pre podporu dojčenia na krátkodobé použitie tam, kde sa vyskytne jeden alebo viac z nasledovných dôvodov:
- sanie alebo príloženie väčšej dieťaťa je ovplyvnené užívateľom medzi jazykom/podnebím a perami, prematuritou (predčasne narodené deti), chorobou alebo ak je dieťa príliš malé
- vaše bradavky sú krátke, vpadnuté alebo ploché
- vaše bradavky sú bolestivé a/alebo zapálené
- pri hyperlaktácii

Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek vám umožní pokračovať v dojčení v štadiu řiešenia spomenutých dôvodov. Kontaktný chránič by mal byť používaný v prvom týždzi od narodenia dieťaťa, ktorého používaním môžete dôjsť ku ovplyvneniu množstva tvorby mlieka. Uistite sa, že Lansinoh® kontaktný chránič bradaviek je správne umiestnený pri používaní, aby bol zabezpečený dobrý tok mlieka a aby sa predišlo zraneniu bradaviek.

## RENUNȚAREA LA PROTECTOARELE PENTRU MAMELON

Protectoarele pentru mameleane sunt recomandate a se folosi pentru o perioadă scurtă de timp. De îndată ce problema dumneavoastră a fost rezolvată, bebelușul poate fi alăptat direct de la săn. Va trebui să verificiți dacă bebeluș